

Actualice su aspiración con separación de amalgama

**PLAN
REMOVE**



Especial
separadores
de amalgama

Validez hasta el 31 de diciembre de 2017 | Precios sin IVA.

Nueva normativa sobre la separación de amalgama:

A partir del 1 de enero de 2019, las clínicas dentales deben estar provistas de aspiración con separación de amalgama. (BOE: <https://goo.gl/5p2GtR>)

Ofrecemos diversas soluciones, incluyendo un PLAN RENOVE

Con un kit especial y una simple intervención técnica es posible adaptar cualquier aspiración SMART a la nueva normativa sobre la separación de amalgama



PLAN RENOVE para Turbo Jet

Turbo Jet 1

Al sustituir por **Micro Smart**
con separador de amalgama
descuento de 300 €

Al sustituir por **Turbo Smart**
con separador de amalgama
descuento de 400 €

Turbo Jet 2


Al sustituir por **Micro Smart**
con separador de amalgama
descuento de 400 €

Al sustituir por **Turbo Smart**
con separador de amalgama
descuento de 500 €

Estos precios se aplicarán sobre las ofertas vigentes.

El Turbo Jet retirado será entregado a Incotrading.

El importe del Plan Renove se descontará una sola vez por cada aspiración adquirida.




Separador de amalgama ISO 6 para **Micro Smart** con panel de control

Ref: 1181634B

1.223 €

2-3
Equipos




Separador de amalgama ISO 6 para **Micro Smart CUBE** con panel de control

Ref: 1181637B

1.256 €

2-3
Equipos




Separador de amalgama ISO 18 para **Turbo Smart**

Ref: 1043389

895 €

4-6
Equipos



Separador de amalgama ISO 18 para **Turbo Smart CUBE**

Ref: 1043386

936 €

4-6
Equipos



Micro Smart

Caudal máximo: 916 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar

Con separador
de amalgama

Ref: 1035060

2
Equipos

2.780 €



Micro Smart CUBE

Caudal máximo: 1200 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar

Con separador
de amalgama

Ref: 1035030

2
Equipos

3.390 €



Turbo Smart

Caudal máx: 1.400-1800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar

Con separador
de amalgama

Ref: 1035115

3-5
Equipos

3.690 €



Turbo Smart CUBE

Caudal máx: 1.600-1800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar

Con separador
de amalgama

Ref: 1035120

3-5
Equipos

4.090 €



Turbo Jet 1

Caudal máx: 650 l/min
Presión de trabajo: 160 mbar

Con separador
de amalgama

Ref: 1029610

1
Equipo

1.850 €



Válvula de escupidera

Para poder filtrar todos los líquidos de la escupidera con los separadores de amalgama.

Ref: 1021960

500 €

Panel de control

De serie en todos los equipos Smart con separador de amalgama.

La conectividad WiFi permite el control y la gestión de su aspiración con la aplicación.

SmartApp para smartphones:

Control remoto de los parámetros de funcionamiento y estadísticas.


Señales de error en tiempo real.

Acceso al histórico de eventos.

Solicitud de servicio técnico.



**Smart
App**



Tecnología Smart

Aspiración a velocidad variable

Gracias a su tecnología innovadora, con inverter, sensor de vacío e inteligencia artificial, las aspiraciones Smart regulan automáticamente la velocidad del motor en función del número de unidades que están trabajando.



Flujo adaptable

La potencia de aspiración varía progresivamente según el trabajo que realiza.



Modular

Para clínicas más grandes, existe la posibilidad de instalar equipos en paralelo sin ningún accesorio.



Potentes

Las mejores bombas de vacío para cirugía, con 210 mbar de fuerza de succión.



Bajo consumo

Reducción automática de potencia y velocidad. Menos costes energéticos y operativos.



Morita Ibérica - Incotrading S.A.

Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

Tel. (+34) **913 807 490**
Fax (+34) 913 036 863
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net



incoSAT

Servicios de Asistencia Técnica en ubicación del cliente con cobertura para toda España y Portugal. Encuentre su IncoSAT más cercano en:

incotrading.net

Si necesita cualquier información no dude en llamar a nuestro número de atención telefónica.

913 807 490