



# PRIMO

Tecnología láser de diodo para dentistas e higienistas.

DISEÑADO PARA LA PRÁCTICA  
**DENTAL INNOVADORA**



# AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS



## Pieza de mano para bioestimulación

- Parestesias postquirúrgicas
- Terapia ATM
- Rejuvenecimiento facial y eliminación de manchas



Pieza de mano  
para bioestimulación  
intrabucal



Pieza de mano  
blanqueamiento  
hemiarcada



Puntas fibra  
óptica autoclavables

## TECNOLOGÍA

# LÁSER AVANZADA

Primo ofrece una **multitud de aplicaciones** como alternativa ideal a los métodos quirúrgicos convencionales como la electroestimulación y el bisturí. Gracias a su **interfaz intuitiva**, todos los usuarios podrán acceder a los beneficios de los **láseres de diodo**. Versatilidad de uso sin precedentes y bajos costos operativos.

# LAS MEJORES HERRAMIENTAS PARA SU PRÁCTICA CLÍNICA

- **Unidad portátil** con pedal inalámbrico.
- **Software intuitivo.**
- Parámetros ajustables para **todo tipo de intervenciones.**
- Más de **30 protocolos** establecidos incorporados.
- Fibra flexible, puntas ópticas intercambiables y **accesorios versátiles.**
- **Diseño ergonómico** moderno que garantiza mayor comodidad.
- Pieza de mano **esterilizable en autoclave.**



TERAPIA



CIRUGÍA



COSMÉTICA



ENDODONCIA



PERIODONCIA



IMPLANTOLOGÍA

# PRIMO DENTAL LASER SYSTEM

<b>Código</b>	LAMED00X.x
<b>Longitud de onda/potencia*</b>	980nm @ 10W / 810nm @ 7W
<b>Frecuencia</b>	Up to 25 kHz
<b>Modo de pulso</b>	Continuo - Pulso múltiple
<b>Rango de pulso</b>	20 $\mu$ s up to 1s
<b>Clase médica/láser</b>	IIB / 4
<b>Dimensiones</b>	205×130×50mm



## FORMACIÓN CONTINUA

Gracias a la ciencia y la formación educativa operativa, el tratamiento con láser se puede aplicar con mayor facilidad debido a la gran variedad de indicaciones clínicas.

Medency proporciona certificación láser con el apoyo de las mejores academias y universidades del campo.



### **Incotrading S.A.**

Camino de Hormigueras, 119-121, Pol. Ind. de Vallecas, 28031 Madrid (Spain)

T. (+34) 913 807 490

[incotrading@incotrading.net](mailto:incotrading@incotrading.net)

[www.incotrading.net](http://www.incotrading.net)

**incotrading**

